

Burkholderia cepacia Complex селективний агар

Ваш партнер з якості
та обслуговування



рішення для лабораторій



Виявлення В.серасія відповідно до USP <60>

Із січня 2020 року доступний USP <60> для виявлення комплексу Burkholderia серасія (BCC) в нестерильних лікарських препаратах на водній основі. BCC згадується в 1/3 відгуків продукції, що робить якість його виявлення проблемою громадської охорони здоров'я.

Компанія PMM рада представити Burkholderia серасія Complex селективний агар (BCCSA) з тими ж унікальними характеристиками, що й існуючі поживні середовища для фармацевтичної промисловості!



Повна відповідність USP <60>

Оптимізована формула для досягнення кращих результатів

- У розділі «Рекомендовані поживні середовища» USP <60> говориться, що «можуть використовуватися інші середовища за умови, що їх придатність може бути продемонстрована»

Краща продуктивність при дотриманні нормативних вимог

- Використовується базовий рецепт, описаний у Фармакопеї США <60>
- Оптимізація середовища була проведена з метою підвищення продуктивності для використання у фармацевтичних цілях

BCCSA унікальне середовище, готове до використання

Ви не готуєте середовище, не контролюєте якість декілька разів

- Готові до використання чашки Петрі 90 мм
- Термін придатності – 8 місяців

Зниження ризику хибнонегативних і недостовірних результатів

- Покращене відновлення, щоб уникнути хибнонегативних результатів
- Закривається кришка і конструкція чашки, щоб уникнути висихання і тріщин
- Двомірний штрих-код PMM робить кожну чашку унікальною

Забезпечення цілісності товару від транспортування до зберігання

- Транспортування і зберігання при 15–25 °C
- Ящик для транспортування PMM захищає від ударів і перепадів температури.

| Кат № | Позначення | Упаковка | Термін придатності |
|----------|------------|----------------------|--------------------|
| 451.0060 | BCCSA | 6 стопок по 10 чашок | 8 місяців |