



КАКИЕ АССОЦИАЦИИ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС СЛОВСОЧЕТАНИЕ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»?

Наверно, прежде всего – таблетка, препарат и здоровье. Но есть одно очень важное, неотделимое от фармацевтики слово – чистота. Чистые помещения, стерильные производства и препараты – без этого невозможно представить себе ни одну лабораторию.

Компания «Химлаборреактив» постоянно дополняет ассортимент продукции позициями, которые делают рутинные процедуры проще и удобней, таким образом делая свой вклад в качество продукции. Наш партнер, компания Pharmamedia Dr. Müller GmbH (PMM), производит высококачественные готовые среды для микробиологических целей. Производство осуществляется в чистых помещениях в соответствии с EC-GMP, ISO 14644 и предписаниями FDA для стерильных препаратов, произведенных в асептических условиях. Фокус на продукции для фармацевтических лабораторий и производств: среды в бутылках и чашках как для помещений класса C и D, так и A, B и изоляторов (в тройной упаковке, обработанные гамма-излучением).

ПОЧЕМУ PMM?

- Соответствие требованиям Фармакопеи.
- Сертификация: с продукцией поставляются все необходимые документы (например, BSE/TSE сертификат).
- Отслеживание результатов и протоколирование: на каждую чашку нанесен штрих-код.
- Удобство: тройная упаковка для работы в чистых помещениях и изоляторах.
- Оптимизированное хранение: чашки упакованы в газонепроницаемую пленку, которая предохраняет их от высыхания и воздействия стерилизующих агентов (например, H₂O₂).
- Инновации: чашки Петри, в которые разливаются среды, позволяют инкубировать пробы как в вентилируемом, так и закрытом состоянии. Достаточно просто повернуть крышку.
- Приемлемые сроки годности.

ГОТОВЫЕ СРЕДЫ В ЧАШКАХ

Среды в тройной упаковке, обработанные гамма-излучением* (контактные/седиментационные)

100.0100/ 200.0060	Трипсиново-соевый агар (TCA) с нейтрализатором**	100 шт. / 60 шт.
120.0100/ 220.0060	Сабуро-декстрозный агар с нейтрализатором	100 шт. / 60 шт.
119.0100/ 219.0060	TCA+твин+лецитин+β-лактамаза+пеназа	100 шт. / 60 шт.

*- полный перечень сред приведен в брошюре

** - нейтрализатор содержит твин, лецитин, гистидин и натрия тиосульфат

ГОТОВЫЕ СРЕДЫ В БУТЫЛКАХ (с индикатором автоклавирования на каждой бутылке)

Бутылки с септой

520.S100	Трипсиново-соевый бульон	100 мл
530.S100	Тиогликолевая жидкая	100 мл
540.S100	Fluid A	100 мл
550.S100	Fluid D	100 мл

Бутылки с закручивающейся крышкой

500.B100+505.D000	Трипсиново-соевый бульон	100 мл и 1 л
542.D000	Fluid A	1000 мл
552.D000	Fluid D	1000 мл
571.B090+ 578.D000	Забуференная пептонная вода с NaCl	90 мл и 1 л
580.B100	Сабуро-глюкозный бульон	100 мл
581.B100	МакКонки бульон	100 мл
600.B200	TCA	200 мл
601.B200	Сабуро декстрозный агар	200 мл
602.B200	Сабуро декстрозный агар с хлорамфениколом	200 мл
603.B200	P2A агар	200 мл



решения для лабораторий

ООО «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ» (HLR®)

07400, Украина, Киевская обл.,
г. Бровары, ул. Сечевых Стрельцов, 8

Тел.: +380 (44) 494 42 42
sales@hhr.ua, www.hhr.ua